




INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTION

GBH0010

**Shower arm
Support de douche**



AVIS

Nous recommandons de nettoyer le produit à l'aide de savons doux. N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage à base de cétones, d'hydrocarbures, de bases d'acides, d'esters ou d'éthers. La désinfection doit être faite conformément aux recommandations d'utilisation des différents désinfectants. Après l'utilisation d'un produit de nettoyage, rincez le produit à l'eau claire

WARNING

We recommend cleaning the product with soft soaps. DO NOT USE cleaning products made of: ketones, hydrocarbons, acids, bases, esters and ethers. Disinfection must be done according to the recommendations of the disinfectant. After use of a cleaning product, rinse with clear water.

Customer Service - Monday to Friday

question@dimex360.com

Service à la clientèle

question@dimex360.com

LIMITED WARRANTY

akuaplus® products have been designed to meet high-quality standards and come with a one year limited warranty against manufacturing or material defect.. This product is guaranteed if used in a normal way and the warranty only applies to the original buyer. Any warranty becomes void if the product was used in a non-recommended way or has been abused. Dimex360 Inc. is not responsible for labour costs, transportation, injuries or any loss or damage incurred during installation, repair or replacement of the product, including any consequential or indirect damage.

GARANTIE LIMITÉE

Les produits akuaplus® ont été conçus pour répondre à des normes de haute qualité très strictes et sont assortis d'une garantie de 1 an contre tout défaut de fabrication et de matériaux. Ce produit est garanti si utilisé de façon normale et cette garantie est valide pour le premier acheteur seulement. Dimex360 inc. n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre, de transport, des blessures ou de toute autre perte ou de tout dommage subi pendant l'installation, les réparations ou le remplacement, incluant tout dommage consécutif ou indirect.



Designed, imported and packaged exclusively by Dimex360 Inc.
Conçu, importé et emballé exclusivement par Dimex360 inc.
www.dimex360.com • question@dimex360.com




question@dimex360.com



question@dimex360.com


1. Retirez le capuchon (A1), la vis (A2) et la tige (A3) du corps coulissant (B).

1. Pull out the cap (A1), the screw (A2) and the pin (A3) from the slider body (B).




2. Retirez la partie arrière du corps coulissant (C).

2. Take out the back cover the body (C).




3. Enfoncez le bouton-poussoir (E) et retirez la chemise (D).

3. Press on the push-button (E), and remove the liner (D).



4. Placez la chemise sur votre barre d'appui (F). Ensuite, enfoncez le bouton (E) et fixez le corps coulissant sur la chemise qui se trouve sur votre barre d'appui.

4. Put the liner on the grab bar (F), then push the button (E) and place the slider body over the liner.




Attention

L'orifice rectangulaire de la chemise s'oriente du côté du bouton lors de l'assemblage.
Put the side with rectangle gap to the button side when assembling.


5. Remplacez l'arrière du corps coulissant (G).

5. Put the back cover (G) in place on the slider body.




6. Insérez la tige (H).

6. Insert the pin (H).



7. Vissez la vis (J) et placez le capuchon (K).

7. Screw the screw (J) and put on the cover (K).



8. Produit assemblé.

8. Finished product.

